

20
24



PRODUCTOS

PARA AMBULANCIAS Y
ATENCIÓN
RESPIRATORIA

Atención respiratoria

Cilindros en acero y aluminio

Material	Descripción	Gas
Acero	Cilindro de 6,5 m ³ x 2260 PSI	O ₂ , Aire, otros
Aluminio	Cilindro central de 3,5m ³ x 2216 PSI	O ₂ , Aire
Aluminio	Cilindro central de 2,6 m ³ x 2216 PSI	O ₂ , Aire
Aluminio	Cilindro portátil de 680 litros x 2015 PSI	O ₂ , Aire
Aluminio	Cilindro portátil de 415 litros x 2015 PSI	O ₂ , Aire, N ₂

Cilindros con válvula
Harrison certificada



Kits de oxígeno portátil y accesorios

Válvula de yugo CGA 870 para cilindro portátil
Válvula CGA 540 para cilindro portátil
Carros de transporte para cilindros
Maletín para cilindro portátil 680 y 415
Llave para válvula de yugo
Empaques para regulador de yugo




✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

Atención respiratoria



Reguladores

Regulador de 0-15 LPM para cilindro portátil
Regulador de 0-15 LPM para cilindro conexión CGA 540
Regulador de 0-4 LPM neonatal conexión CGA 540/870
Regulador 0-15 LPM con salida de alto flujo conexión CGA 540/870
Regulador de 2-15LPM doble manómetro conexión CGA 540
Regulador preajustado conexión CGA 540

Mangueras



Manguera no conductiva para servicio de oxígeno
Manguera no conductiva para servicio de Aire



Tomas de pared para ambulancia



Toma para ambulancia tipo DISS marca TECNAMED
Toma para ambulancia tipo chemetron marca GENTEC



Succionadores

Succionadores portátiles
110v / 60 Hz

Flujómetros

° Flujometro de 0-15 LPM con acople DISS
° Flujometro de 0-15 LPM con acople chemetron



✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

20
24



3175277339



CRA 68 D 96 80 BOGOTÁ, COLOMBIA



www.tecnamed.com