

REGULADOR DE LINEA PARA GASES

CARACTERÍSTICAS



Regulador de línea de alto caudal para gases médicos marca CBMTECH. Diseñado para un rango amplio de flujo de gases a presiones de suministro constante. Ideal para utilizar en aplicaciones donde se necesita altos flujos a presiones de 20 a 100 PSI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Presión de entrada:** Hasta 400 PSI
- **Presión de salida:** Ajustable hasta 100 PSI
- **Conexiones:** Entrada y salida de 1/2" NPT
- **Material del cuerpo:** Latón forjado
- **Material del diafragma:** Metálico
- **Presión de salida:** Ajustable hasta 100 PSI
- **Conexiones:** Entrada y salida de 1/2" NPT
- **Manómetros:** Un manómetros de 0-200 PSI
-

